

Matrazes aforados, PFA, clase A

Con tapa roscada, PFA. Tolerancias corresponden a la clase A, DIN EN ISO 5215. Ajustado a "In". Incluye certificado de lote. Autoesterilizable. Facil de limpiar. Tapa de rosca PFA con falda de obturaci&ocute;n integrada. Cargas térmicas hasta 121ºC (esterilizar) no producen ningún exceso del límite de tolerancia. Para conservar bien la graduaci&ocute;n se recomienda una limpieza a 60ºC como máximo. El certificado de lote se encuentra disponible para su descarga en la web del fabricante

Est´n;dar: DIN EN ISO 5215								
Capacidad nominal ml	Tolerancia ml	Altura mm	Rosca	Clase de precisi&ocute;n	Material	Material del cierre	Tipo de cierre	Autoc
10	±0.04	90	GL 18	A	PFA	PFA	Tap&ocute;n de rosca	Si
25	±0.04	108	GL 18	A	PFA	PFA	Tap&ocute;n de rosca	Si
50	±0.06	143	GL 18	A	PFA	PFA	Tap&ocute;n de rosca	Si
100	±0.1	166	GL 18	A	PFA	PFA	Tap&ocute;n de rosca	Si
250	±0.15	222	GL 25	A	PFA	PFA	Tap&ocute;n de rosca	Si
500	±0.25	262	GL 25	A	PFA	PFA	Tap&ocute;n de rosca	Si

Altura sin tap&ocute;n de rosca

Alternativen:

Matraces aforados de PMP, clase B / VITLAB

Matraces aforados, PFA, clase A, con tap&ocute;n de rosca / VITLAB

Matraces aforados, PMP, clase A / VITLAB