

Micropipetas monocanal Finnpiquette®; F3, volumen fijo

Capacidad	Capacidad máx. µl	Precisión ± R%	Código de colores	Número de canales	Consejos	Contenido ud.
1 µl	1,0	4,0	azul	1	10, Flex 10	1
5 µl	5,0	1,4	azul	1	10, Flex 10	1
10 µl	10,0	0,9	azul	1	250 Univ., 200 Ext., Flex 200	1
20 µl	20,0	0,7	azul	1	250 Univ., 200 Ext., Flex 200	1
25 µl	25,0	0,6	azul	1	250 Univ., 200 Ext., Flex 200	1
50 µl	50,0	0,6	azul	1	250 Univ., 200 Ext., Flex 200	1
100 µl	100,0	0,4	azul	1	250 Univ, 200 Ext, Flex 200	1
200 µl	200,0	0,4	azul	1	250 Univ, 200 Ext, Flex 200	1
250 µl	250,0	0,4	azul	1	1000, Flex 1000	1
500 µl	500,0	0,3	azul	1	1000, Flex 1000	1
1.000 µl	1000,0	0,3	azul	1	1000, Flex 1000	1