

Pipeta graduada, serológica, AR[®]-glass, clase B

Graduación duradera con tinta de difusión marrón plateada, apertura ancha. Para serología. Marcas de graduación, con apertura de punta expandida, punto cero en la parte superior, graduada a la punta. Con tapón de algodón estándar a partir de 5 ml.

Graduación de colores:

marrón

Clase de precisión:

B

Capacidad nominal ml	División ml	Tolerancia ± ml	Longitud mm	Material	Con extremo de tapón de algodón	Contenido ud. Em
1,0	0,01	0,01	360	Vidrio sodocálcico	No	1
2,0	0,02	0,015	360	Vidrio sodocálcico	No	1
5,0	0,01	0,045	360	Vidrio sodocálcico	Sí	1
10,0	0,1	0,075	360	Vidrio sodocálcico	Sí	1
25,0	0,1	0,15	450	Vidrio sodocálcico	Sí	1

Alternativen:

Pipetas graduadas, serológicas, AR-GLAS[®], graduación en ámbar / BRAND