

Puntas de dispensador Ritips® evolution

Puntas de dispensador universales para una gran variedad de dispensadores. Los nueve tamaños de puntas están equipados con adaptadores codificados por colores para una identificación más rápida.

- Trabajo sencillo y de alta precisión incluso en el rango de μ l bajo
- Apropiadas para líquidos viscosos, infecciosos y volátiles debido al método de desplazamiento directo
- Puntas testadas individual y mecánicamente para una aplicación segura y repetible
- Disponibles en calidad estándar y bioclean® (empaquetadas individualmente y estériles)
- La etiqueta bioclean® estándar es certificada por laboratorios acreditados y significa esterilizadas, libres de pirógenos, ATP, RNAsa y ADN
- Un certificado de lote estándar disponible a petición
- Número de lote en cada caja

Adecuadas para Ripette®, Ripette®pro, Ripette®genX (Ritter), eLine™ Dispenser (Sartorius), Multipette®4780, Multipette®plus (Eppendorf), Minilab 100, Minilab 101, Minilab 201, Distriman® (Gilson), StepMate, EasyStep, EasyStep electronic, RepeatOne® (Starlab), Handrop, HandyStep®, HandyStep®S, HandyStep®electronic (Brand).

Nota: Las puntas de dispensador de 25 ml y 50 ml no se pueden utilizar sin adaptador. En caso necesario, pedir por separado los códigos 6.323 444 o 6.310 548.

Capacidad nominal ml	Para el tipo	Estéril	Libre de RNAsa/DNAsa	Sin pirógenos	Sin ATP	Contenido ud. Embalaje
0,5	Standard					100
1	Standard					100
0,1	bioclean®	Sí	Sí	Sí	Sí	100
0,5	bioclean®	Sí	Sí	Sí	Sí	100
2,5	bioclean®	Sí	Sí	Sí	Sí	100
10	bioclean®	Sí	Sí	Sí	Sí	100
50	bioclean®	Sí	Sí	Sí	Sí	25

Zubehör:
Accesorios para el dispensador manual en serie / Ritter

Alternativen:
Puntas para dispensador, PD-Tips II / BRAND