

Intercambiador de iones de lecho mixto de acero inoxidable, completo con conductímetro

Material: Acero inoxidable

| Tipo | Capacidad de intercambio l | Caudal máx. l/h | Ø mm | Altura mm | Dimensiones (ØxH) | Altura total mm | Contenido ud. Embalaje | Cód |
|------|-------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|------|
| E28d | 2800 | 500 | 240 | 600 | 240 x 600 mm | 740 | 1 | 9.91 |
| E40d | 4000 | 700 | 240 | 700 | 240 x 700 mm | 840 | 1 | 9.91 |

Zubehör:

[LLG] Intercambiador de iones de lecho mixto de acero inoxidable, cartucho de repuesto / Behr Labor-Technik

Alternativen:

[LLG] Intercambiador de iones de lecho mixto de acero inoxidable, completo con conductímetro, con final de carrera y electrovál