

Micropipetas monocanal FinnpiPETTE™; Digital, volumen variable

La FinnpiPETTE Digital de Thermo Scientific combina una durabilidad robusta y un rendimiento consistente. El diseño ligero y el apoyo para los dedos reducen la fatiga de la mano para que el pipeteado sea cómodo.

- Completamente autoclavable para su uso en entornos de laboratorio estériles
- Duradera y fiable
- Pipeteado preciso incluso con volúmenes bajos
- Con el sistema mejorado de super soplado
- Lea claramente los volúmenes seleccionados mientras asegura el botón en su lugar para evitar la deriva del volumen
- Con el expulsor de puntas de engranajes se liberan las puntas con el mínimo esfuerzo

Número de canales:

1

Capacidad	Capacidad mín. µl	Capacidad máx. µl	División µl	Precisión ± R%	Código de colores	Autoclavable	Consejos
0,2 ... 2 ml	0,2		0,010	2,5	rosa	Sí	Finntip 10, F
0,5 ... 10 µl	0,5	10,0	0,100	1,0	gris	Sí	Finntip 10, F
0,5 ... 10 µl	0,5	10,0	0,100	1,0	gris	Sí	Finntip 300, F
2 ... 20 µl	2,0	20,0	0,100	1,0	naranja	Sí	Finntip 300, F
5 ... 50 µl	5,0	50,0	0,500	0,6	naranja	Sí	Finntip 300, F
10 ... 100 µl	10,0	100,0	1,000	0,8	amarillo	Sí	Finntip 300, F
20 ... 200 µl	20,0	200,0	1,000	0,6	amarillo	Sí	Finntip 300, F
100 ... 1.000 µl	100,0	1000,0	5,000	0,6	azul	Sí	Finntip 1000, F
1.000 ... 5.000 µl	1000,0	5000,0	50,000	0,5	verde	Sí	Finntip 5 ml
2.000 ... 10.000 µl	2000,0	10000,0	100,000	0,5	rojo	Sí	Finntip 10 ml

Zubehör:

Soporte de pipetas para FinnpiPETTE™ / Thermo Elect.LED

Carrusel para pipetas Rondell para FinnpiPETTE™ / Thermo Elect.LED