

Pipetas graduadas, serológicas, AR-GLAS[®], graduación en ámbar

-SILBERBRAND ETERNA

- Graduaciones e inscripciones en color ámbar ETERNA
- Diámetro de punta grande
- Diámetro de la punta (1 y 2 ml): aprox. 2 mm
- Diámetro de la punta (5, 10 y 25 ml): aprox. 3 mm
- Calibradas para la entrega (TD, Ex)
- Con tapón de algodón en la parte superior

Graduación de colores: marrón
Con extremo de tapón de algodón: Sí

Capacidad nominal ml	División ml	Tolerancia ± ml	Longitud mm	Material	Contenido ud. Embalaje	Código
1,0	0,01	0,02	360	Vidrio sodocálcico	1	7.018 389
25,0	0,1	0,4	450	Vidrio sodocálcico	1	6.231 857

Alternativen:

Pipetas graduadas, serológicas, AR-GLAS[®], graduación en ámbar, incl. certificado de calibración DAkkS / BRAND
Pipetas graduadas, serológicas, AR-GLAS[®], graduación en ámbar / BRAND