

Filtros sin jeringa Autovial®;

Filtro desechable, individual y controlado manualmente a presión, de fácil manejo en la preparación de muestras.

- Prefiltro integrado para muestras 'difíciles'
 - Cantidad de digestión extremadamente baja
- Filtro Autovial™

Compuesto por un tubo de polipropileno calidad médica, capacidad máxima de 12 ml, con filtro de fondo de 3 cm², extractor Luer y matraz. No estéril.

Tamaño de poro µm	Área de filtrado cm ²	Capacidad máx. ml	Capacidad	Material de la membrana	División	Prefiltro	Contenido ud. Emb
0,2	3	12	12 ml	PVDF	Sí	Sí	50
0,45	3	12	12 ml	PVDF	Sí	Sí	50
0,45	3	12	12 ml	Nylon	Sí	Sí	50
0,2	3	12	12 ml	PTFE	Sí	Sí	50
0,45	3	12	12 ml	PTFE	Sí	Sí	50