

Matraces aforados, boro 3.3, clase A, graduación azul, con tapones

Todos los matraces aforados Blaubrand[®] se entregan con número de lote y un certificado de lote incluido por envase. También están disponibles con certificados individuales o certificado de calibración DAkkS bajo pedido.

- DIN EN ISO 1042
- Marcado DE-M
- Marcas anulares e inscripciones en esmalte azul de gran contraste
- Calibrado para contener (IN)

Capacidad nominal ml	Tolerancia ml	Tamaño del esmerilado	Clase de precisión	Estándar	Material	Material del cierre	Tipo
20	± 0.04	NS10/19	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	Vidrio	Tapón
25	± 0.04	NS10/19	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	Vidrio	Tapón
25	± 0.06	NS12/21	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	Vidrio	Tapón
50	± 0.06	NS12/21	A	DIN EN ISO 1042	Boro 3.3	Vidrio	Tapón

Alternativen:

- Matraces aforados, boro 3.3, clase A, graduación azul, con tapones de vidrio, incl. certificado individual ISO / BRAND
- Matraces aforados, boro 3.3, clase A, graduación azul, con tapón de vidrio, con certificado de calibración DAkkS / BRAND
- Matraces aforados, boro 3.3, clase A, graduación azul, con tapón de vidrio / BRAND