

[LLG] Unidad de bombeo de química; mica PC 620 select

-Para el funcionamiento simultáneo de dos aplicaciones independientes con control electrónico del vacío;

Dimensiones (An x L x Alt): 243 x 435 x 457 mm

Tipo	Caudal m³/h	Vacío final mbar	Vacío final con gas lastre mbar	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Tipo de enchufe
PC 620 select	3,4	1,5	3	243	435	457	CEE
PC 620 select	3,4	1,5	3	243	435	457	UK
PC 620 select	3,4	1,5	3	243	435	457	CH

Zubehör:

[LLG] Tubos de vacío, PVC / Vacuubrand

Alternativen:

Unidades de Bombeo Químicas VARIO® select PC 3016 NT / Vacuubrand

Estación de bombeo PC 3001 VARIO® select para usos químicos con condensador de emisiones Peltronic® / Vac

Bomba de membrana para aplicaciones en química, ME 1C / Vacuubrand