

Systèmes d'aspiration de liquides BioChem-VacuuCenter BVC control, bou

Dimensions (LxPxH): 194 x 408 x 500 mm
Poids: 7,3 kg
Alimentation électrique: 230 V, 50/60 Hz

Type	Volume nominal de la bouteille de récupération ml	Avec capteur de niveau	Matériau de la bouteille de réception	Largeur mm
BVC control	4000	Non	PP	194
BVC control	4000	Non	PP	194
BVC control	4000	Non	PP	194

Zubehör:
Accessoires pour BVC-BioChem-VacuuCenter basic/control/professional / Vacuubrand

Alternativen:
Systèmes d'aspiration de liquides BioChem-VacuuCenter BVC basic, bouteille en PP / Vacuubrand
Systèmes d'aspiration de liquides BioChem-VacuuCenter BVC basic G, bouteille en verre / Vacuubrand
Systèmes d'aspiration de liquides BioChem-VacuuCenter BVC control G, bouteille en verre / Vacuubrand
Systèmes d'aspiration de liquides BioChem-VacuuCenter BVC professional, bouteille en PP / Vacuubrand
Systèmes d'aspiration de liquides BioChem-VacuuCenter BVC professional G, bouteille en verre / Vacuubrand