

# Pompes à liquide; membrane LIQUIPORT<sup>®</sup> NF 100 , r&eacute;s;

-Pression de service max. 1 bar

-Pour tuyau dia. ext. 8 mm

Dimensions (LxPxH): 99 x 130 x 177 mm  
Poids: 1 kg  
Puissance nominale: 12 W

Type	Débit min. ml/min	Débit max. ml/min	Débit	Matériau tête	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm
NF 100 KT.18 S	200	1300	200 ... 1&nbsp;300 ml/min	PP	99	130	177
U NF 100 KT.18 S	200	1300	200 ... 1&nbsp;300 ml/min	PP	99	130	177
NF 100 TT.18 S	200	1300	200 ... 1&nbsp;300 ml/min	PVDF	99	130	177
U NF 100 TT.18 S	200	1300	200 ... 1&nbsp;300 ml/min	PVDF	99	130	177
NF 100 FT.18 S	200	1300	200 ... 1&nbsp;300 ml/min	PTFE	99	130	177
U NF 100 FT.18 S	200	1300	200 ... 1&nbsp;300 ml/min	PTFE	99	130	177

Zubehör:  
Accessoires pour pompes à membrane pour liquides LIQUIPORT<sup>®</sup>,résistant aux produits chimiques / KNF NEUBERGER  
Accessoires pour pompes de dosage LIQUIPORT<sup>®</sup> / SIMDOS<sup>®</sup> / KNF NEUBERGER

Alternativen:  
Pompes à liquide à membrane LIQUIPORT<sup>®</sup> NF 1.300, commande externe / KNF NEUBERGER