

Pompes à liquide; membrane LIQUIPORT® NF 300, résistantes

-Pression de service max. 1 bar

-Pour tuyau dia. int. 12 mm

Dimensions (LxPxH): 104 x 160 x 188 mm
Puissance nominale: 29 W

Type	Débit min. ml/min	Débit max. ml/min	Débit	Matériau tête	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm
NF 300 KT.18 RC	500	3000	500 ... 3000 ml/min	PP	104	160	188
U NF 300 KT.18 RC	500	3000	500 ... 3000 ml/min	PP	104	160	188
NF 300 TT.18 RC	500	3000	500 ... 3000 ml/min	PVDF	104	160	188
U NF 300 TT.18 RC	500	3000	500 ... 3000 ml/min	PVDF	104	160	188
NF 300 FT.18 RC	500	3000	500 ... 3000 ml/min	PTFE	104	160	188
U NF 300 FT.18 RC	500	3000	500 ... 3000 ml/min	PTFE	104	160	188

Zubehör:
Accessoires pour pompes à membrane pour liquides LIQUIPORT®, résistant aux produits chimiques / KNF NEUBERGER
Accessoires pour pompes de dosage LIQUIPORT® / SIMDOS® / KNF NEUBERGER

Alternativen:
Pompes à liquide à membrane LIQUIPORT® NF 100 / NF 1.100, commande externe / KNF NEUBERGER