

Groupe de pompage "chimie" VARIO^{®} select PC 3010 NT

Dimensions (LxPxH): 387 x 616 x 450 mm
Poids: 29,7 kg

Type	Débit l/min	Vide final mbar	Vide final avec lest de gaz mbar	Largeur mm	Profondeur mm
PC 3010 NT VARIO ^{&reg;} select	213,33	0,6	1,2	387	616
PC 3010 NT VARIO ^{&reg;} select	213,33	0,6	1,2	387	616
PC 3010 NT VARIO ^{&reg;} select	213,33	0,6	1,2	387	616

Zubehör:
Tuyaux à vide, PVC / Vacuubrand

Alternativen:
Groupe de pompage PC 3001 VARIO[®] select avec condensateur Peltronic[®] / Vacuubrand
Groupes de pompage "chimie" PC 101 NT / Vacuubrand