

# Agitateur basculant SH-200D-S

Vitesse de rotation: 5 ... 70 1/min  
Charge max.: 3,0 kg  
Plateau d'agitation (LxP): 235 x 235 mm  
Dimensions (LxPxH): 240 x 300 x 150 mm  
Poids: 5 kg  
Température ambiante admissible: 4 ... 40 °C  
Type de connecteur: UE  
Alimentation électrique: 230 V, 50 Hz

Type	Type de mouvement	Angle d'inclinaison max. °	Angle d'inclinaison	Vitesse min. 1/min	Vitesse max. 1/min	Indicateur
SH-200D-S	Basculant	7	7 °	5	70	Numérique;riq

Zubehör:  
Accessoires pour Agitateur basculant SH-200D / Cole-Parmer Instrument

Alternativen:  
Agitateur basculant SH-200D-S-L / Cole-Parmer Instrument