

# Agitateur basculant SH-200D-S-L

Vitesse de rotation: 5 ... 70 1/min  
Charge max.: 10,0 kg  
Plateau d'agitation (LxP): 355 x 355 mm  
Dimensions (LxPxH): 360 x 420 x 170 mm  
Poids: 10 kg  
Température ambiante admissible: 4 ... 40 &deg;C  
Type de connecteur: UE  
Alimentation électrique: 230 V, 50 Hz

Type	Type de mouvement	Angle d'inclinaison max. °	Angle d'inclinaison	Vitesse min. 1/min	Vitesse max. 1/min	Largeur plateau d'agitation mm
SH-200D-S-L	Basculant	7	7 &deg;	5	70	355

Zubehör:  
Accessoires pour Agitateur basculant SH-200D / Cole-Parmer Instrument

Alternativen:  
Agitateur basculant SH-200D-S / Cole-Parmer Instrument