

Microcentrifugeuse, Heraeus®; Pico®; 17

Microcentrifugeuse avec rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal.

Avec refroidissement: Non
Niveau sonore: 56 db(A)
Dimensions (LxPxH): 243 x 352 x 225 mm
Poids: 10,5 kg
Alimentation électrique: 230 V, 50/60 Hz

Type	FCR max. x-g	Vitesse max. 1/min	Vitesse de rotation	Pour récipients	Largeur mm	Profondeur mm	H m
Pico®; 17	17000	13300	13 300 1/min	24 x 1,5/2,0 ml Röl;hrchen	243	352	225

Zubehör:

Accessoires pour Micro Centrifugeuses Heraeus™ Pico™ et Fresco™ / Thermo Elect.LED
Rotor hématocrite pour centrifugeuses Heraeus™ Pico™ et Fresco™ / Thermo Elect.LED
Rotors à angle fixe pour centrifugeuses Heraeus™ Pico™ et Fresco™ / Thermo Elect.LED

Alternativen:

Microcentrifugeuse Heraeus™ Pico™ 17, rotor hématocrite inclus / Thermo Elect.LED
Microcentrifugeuse Heraeus™ Pico™ 21 / Thermo Elect.LED
Microcentrifugeuse Heraeus™ Pico™ 21 avec rotor à double couronne / Thermo Elect.LED