

# Concentrateur sous vide Savant®; SpeedVac®; SPD300 P1, syst&egrav

**Contenu de la livraison :** Concentrateur sous vide, pi&egrave;ge &agrave; froid ultra-basse temp&eacute;rature (-105 &deg;C), accessoires pour rotor &agrave; plaques/flacons 4 positions, plaque universelle avec une &eacute;tag&egrave;re, fluide caloporteur Cryocool (1 l), flacon condenseur en verre, pompe &agrave; vide, kit de tuyaux pour vide, huile pour la pompe &agrave; vide

Dimensions (LxPxH): 480 x 660 x 460 mm  
Poids: 53 kg  
Type de connecteur: UE  
Alimentation électrique: 230 V, 50 Hz

Type	Température min. °C	Température max. °C	Température	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Type d'énergie auxiliaire
SPD300 P1	35	80	35 ... 80 &deg;C	480	660	460	Raccordement au se