

Pompe à membrane, en aluminium, ME 8 NT

Raccordement cˆté refoulement: G1/4"
Dimensions (LxPxH): 239 x 328 x 198 mm

Type	Débit m ³ /h	Vide final mbar	Nombre de niveaux	Raccordement cˆté aspiration	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm
ME 8 NT	7,3	70	1	DN 8-10 mm	239	328	198
ME 8 NT	7,3	70	1	DN 8-10 mm	239	328	198
ME 8 NT	7,3	70	1	DN 8-10 mm	239	328	198

Zubehör:
Tuyaux à vide, PVC / Vacuubrand
Joint plat pour pompe à membrane NT / Vacuubrand

Alternativen:
Pompe à membrane aluminium-PTFE, ME 1 / Vacuubrand