

# Pompe à palettes RZ 6, deux étages, pack 3

**Contenu de la livraison :** Pompe à palettes, filtre d'aspiration  
FO, vanne d'arrêt VS 16, pompe à vide VACUU·VIEW extended, mode  
d'emploi  
Raccordement cône aspiration: KF DN 16  
Raccordement cône refoulement: DN 8-10 mm  
Niveau sonore: 50 db(A)  
Dimensions (LxPxH): 230 x 420 x 240 mm  
Poids: 17,8 kg  
Puissance nominale: 180 W  
Alimentation électrique: 230 V, 50/60 Hz  
Indice de protection (IP): IP 40

Type	Débit l/min	Vide final mbar	Vide final avec lest de gaz mbar	Nombre de niveaux	L m
RZ 6+FO+VS 16+VACUU·VIEW extended	95	0,002	0,01	2	2
RZ 6+FO+VS 16+VACUU·VIEW extended	95	0,002	0,01	2	2

Zubehör:  
Tuyaux à vide, PVC / Vacuubrand

Alternativen:  
Pompe à palettes RE 6, mono étagée / Vacuubrand  
Pompe à palettes RZ 6, à deux étages / Vacuubrand