

Titrateur automatique TitroLine[®] 5000, avec agitateur magnétique TM 50

Kit de livraison : Appareil de base sans électrode avec cylindre prêt à l'emploi 50 ml TZ 3160 avec tuyaux, embout et pointe de titration, commande manuelle (souris) TZ 3880, porte électrode Z 305, statif TZ 1748, agitateur magnétique TM 50 et câble alimentation 100-240 V
Gamme de mV: -1900 ... 1900
Précision de la gamme mV: $\pm 1,0$ Digit
Température: -30 ... 115 °C
Dimensions (LxPxH): 135 x 205 x 310 mm
Poids: 2 kg
Alimentation électrique: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Type	Volume de dosage ml	Précision du dosage R%	Plage de pH	Précision pH	Température min. °C	Température max. °C
TL 5000/50 M1	50	0,15	-3,0 ... 17,00	$\pm 0,05$	-30	115

Zubehör:
Accessoires pour TITRONIC® / TitroLine® / Xylem Analytics Germany (SI)