

Concentrateur Savant®; SpeedVac®; SPD1030/2030 P1 en kits

Contenu de la livraison : Système SpeedVac® avec pompe à vide, diaphragme sans huile, vacuomètre et piédestal; rotor RH200-12 200 x 1,5 ml, fluide caloporteur CryoCool (1 l), ballon de condensation en verre (GCF400)
Pour récipients: 200 x 1,5 ml
Alimentation électrique: 230 V, 50 Hz

Type	Température min. °C	Température max. °C	Température	Vide final mbar	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	D
SPD1030 P1	35	80	35 ... 80 °C	13	640	660	410	6
SPD2030 P1	35	80	35 ... 80 °C	13	790	710	490	7