

# Cristalliseur LLG, en acier inox 1.4301

En alternative aux cristalliseurs en verre borosilicaté pour des applications similaires. Fabriqué en acier inox sans raccord. Température max. d'utilisation 300 °C; 350 °C.

Matériau:

Acier inoxydable 1.4301

Volume nominal ml	Ø mm	Hauteur mm	Dimensions (ØxH)	Avec bec verseur	UC	Référence
100	70	35	70 x 35 mm	Non	1	6.267 379
150	85	45	85 x 45 mm	Non	1	6.267 380
400	110	55	110 x 55 mm	Non	1	6.267 381