

Titrateur automatique TitroLine[®] 7000, avec agitateur magnétique TM 235

Fourni avec : Unité de base avec agitateur magnétique TM 235 et unité interchangeable 20 ml WA 20, bouteille en verre brun incluse pour réactif de titration, adaptateurs GL 45 et S 40, tuyaux, embout de titration
Gamme de mV: -2000 ... 2000
Précision de la gamme mV: $\pm 0,1$ Digit
Dimensions (LxPxH): 153 x 296 x 450 mm
Alimentation électrique: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Type	Volume de dosage ml	Précision du dosage R%	Plage de pH	Précision pH	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm
TL 7000-M1/20	20	0,15	-3,0 ... 18,00	$\pm 0,002$	153	296	450

Zubehör:
Accessoires pour TITRONIC® / TitroLine® / Xylem Analytics Germany (SI)

Alternativen:
Titrateur automatique TitroLine[®] 7000, avec agitateur magnétique TM 235 / Xylem Analytics Germany (SI)
Titrateur automatique TitroLine[®] 7000 / Xylem Analytics Germany (SI)