

Adaptateur fileté; pour Eluent SafetyCaps / Waste SafetyCaps

Adaptateur fileté; pour utiliser les SafetyCaps sur des récipients avec un filetage différent.

Pour	Filetage intérieur	Filetage extérieur	Matériau	UC	Référence
Eluent SafetyCaps/Waste SafetyCaps	GL 38-430	GL 45	PTFE	1	4.684 226
Eluent SafetyCaps/Waste SafetyCaps	GL 40	GL 45	PTFE	1	4.684 237