

Adaptateur fileté; pour Varispenser[®] 2/2x et Top Buret

Pour	Filetage intérieur	Filetage extérieur	Filetage 2 extérieur	Matériau	UC	Référence
Varispenser [®] ; 2/2x	17/8"	GL45		ETFE	1	4.655 850
Varispenser [®] ; 2/2x	GL28	GL32		ETFE	1	4.655 853
Varispenser [®] ; 2/2x	GL38	GL45		ETFE	1	4.655 856
Varispenser [®] ; 2/2x	GL40	GL45		ETFE	1	4.655 852
Varispenser [®] ; 2/2x, Top Buret	GL25	GL32		PP	1	7.005 149
Varispenser [®] ; 2/2x, Top Buret	GL27	GL32		PP	1	7.005 158
Varispenser [®] ; 2/2x, Top Buret	GL28	GL32		PP	1	7.005 150
Varispenser [®] ; 2/2x, Top Buret	GL32	GL45		PP	1	7.005 157
Varispenser [®] ; 2/2x, Top Buret	GL38	GL45		PP	1	7.005 160
Varispenser [®] ; 2/2x, Top Buret	S40	GL45		PP	1	7.005 159
Top Buret		GL32	NS19/26	PP	1	7.005 153
Top Buret		GL32	NS24/29	PP	1	7.005 154
Top Buret		GL32	NS29/32	PP	1	7.005 155