

# Pi&egrave;ge &agrave; froid, tube DURAN<sup>&reg;</sup>, avec &eacute;coulement de condens

Pi&egrave;ge &agrave; froid pour le remplissage direct avec des r&eacute;frig&eacute;rants, mod&egrave;le &agrave; double paroi pour une faible consommation de r&eacute;frig&eacute;rants, raccord de l'appareil : rodage femelle NS 29/32, raccord de la pompe &agrave; vide : rodage m&acirc;le NS 29/32, fabriqu&eacute; en tube DURAN<sup>&reg;</sup>.

Volume de r&eacute;frig&eacute;rants ml	Rodage m&acirc;le	Rodage femelle	Mat&eacute;riau	UC	R&eacute;f&eacute;rence
200	NS29/32	NS29/32	Tube en DURAN	1	6.201 221
500	NS29/32	NS29/32	Tube en DURAN	1	6.072 665