

# Robinetts pour dessiccateurs, verre borosilicate 3.3, pour raccordement au couvercle

Avec clé; PTFE. Pour dessiccateurs type NOVUS.

Rodage m;le NS 24/29, al;e; sage : LN 2,5 mm, raccord de tuyau : diam. ext.

8 mm. Matière;re : verre borosilicate 3.3

Taille du raccord	Longueur mm	Ø ext;rieur des olives mm	Matériau	UC	Référence
NS 24/29	124	8	Boro 3.3	1	9.042 505