

Robinet trois voies Czako, verre borosilicate 3.3

Robinets 3 voies (Czako), biseauté, Bistabil, avec clé; en verre borosilicaté; ou en PTFE. Etanchéité; selon norme DIN 12540-1.
Forme: 3 voies, 120°;

Taille de rodage	Alésage mm	Matériau du robinet	Matériau	Norme	Avec sécurité du robinet	UC	Référence
NS 14,5	2,5	Clé; en verre	Boro 3.3	DIN 12563	Oui	1	9.116 113
NS 14,5	2,5	Clé; en PTFE	Boro 3.3	DIN 12563	Oui	1	9.116 133
NS 18,8	4	Clé; en PTFE	Boro 3.3	DIN 12563	Oui	1	9.116 135