

# Agitateur compact KS 15 B

**Contenu de la livraison :** Appareil de base sans plateforme  
Vitesse de rotation: 30 ... 420 1/min  
Charge max.: 15 kg  
Plateau d'agitation (LxP): 400 x 300 mm  
Dimensions (LxPxH): 510 x 490 x 150 mm  
Poids: 18 kg  
Température ambiante admissible: 5 ... 50 °C  
Alimentation électrique: 230 V, 50/60 Hz  
Indice de protection (IP): IP 21

Type	Type de mouvement	Amplitude mm	Vitesse min. 1/min	Vitesse max. 1/min	Indicateur	Largeur plateau d'agitation mm	Profondeur plateau mm
KS 15 B	Va-et-vient	17	30	420	Analogique	400	300
KS 15 B	Va-et-vient	17	30	420	Analogique	400	300

Zubehör:  
Accessoires pour Agitateur orbital ou va-et-vient compact série KS 15 / Edmund Bühler

Alternativen:  
Agitateur compact KS 15 B control / Edmund Bühler