

Kits de cadres d'empilage pour tubes et incubateurs Heraeus;

Pour empiler les appareils les uns sur les autres. Recommandés lors de la réalisation de cycles de contamination dans l'appareil inférieur.

Description

Kit de superposition pour unités 60L
Kit de superposition pour unités 100L
Kit de superposition pour unités 180L

Pour

OGS60 / OGH60 / OGH60 SS / OGH60-S / OGH60-S SS / OMS60 / OMH60 / OMH60 SS / OMH60-S / OMH60-S SS
OGS100 / OGH100 / OGH100 SS / OGH100-S / OGH100-S SS / OMS100 / OMH100 / OMH100 SS / OMH100-S / OMH100-S SS
OGS180 / OGH180 / OGH180 SS / OGH180-S / OGH180-S SS / OMS180 / OMH180 / OMH180 SS / OMH180-S / OMH180-S SS