

# Centrifugeuse sur pieds Megafuge®; ST4F Plus/ST4FR Plus (IVD)

**Contenu de la livraison :** Centrifugeuse, rotor oscillant TX-1000, jeu de b&eacute;chers ronds, couvercles de b&eacute;chers &eacute;tanches aux a&eacute;rosols, 4 adaptateurs pour tubes de p&eacute;l&eacute;vement de sang de 5/7 ml, 4 adaptateurs pour tubes de p&eacute;l&eacute;vement de sang de 10 ml  
Dimensions (LxPxH): 566 x 690 x 835 mm  
Alimentation &eacute;lectrique: 230 V, 50/60 Hz

Type	FCR max. x-g	Vitesse max. 1/min	Vitesse de rotation	Avec refroidissement	Temp&eacute;rature min. °C	Temp&eacute;rature max. °C
ST4F Plus (IVD)	25830	15200	15 nbsp;200 1/min	Non		40
ST4FR Plus (IVD)	25830	15200	15 nbsp;200 1/min	Oui	-10	40

## Alternativen:

Centrifugeuse sur pieds Megafuge™ ST4F Plus/ST4FR Plus (General Use) / Thermo Elect.LED