

# Plaques chauffantes HP-300-BS/WS//HP-300-BC/WC, numérique;riques

Plaques chauffantes avec régulation précise de la température.

- Panneau de commande protégé; contre les débordements, en verre durci chimiquement pour plus de résistance
- Avec voyant lumineux pour indiquer une température de plaque supérieure > 50 °C
- Les modèles avec la plaque en aluminium durable, résistante > l'usure bénéficient d'un excellent transfert de chaleur, d'un chauffage rapide et d'une homogénéité; de température
- Les modèles avec la plaque en céramique résistent aux produits chimiques sont faciles > nettoyer et la surface blanche assure une bonne visibilité; des changements de couleur
- Avec support intégré; pour une tige de statif
- Avec revêtement BioCote : protection spéciale antimicrobienne > base d'argent

Nombre de plaques chauffantes: 1  
Indicateur: Numérique  
Utilisation: Boutons-poussoirs/Boutons rotatifs  
Alimentation électrique: 230 V, 50/60 Hz

Type	Température max. °C	Puissance de chauffage W	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Dimensions (LxPxH)	Largeur de chauffe mm
HP-300-BS	325	700	182	300	90	182 x 300 x 90 mm	150
HP-300-WS	325	700	182	300	90	182 x 300 x 90 mm	150
HP-300-BC	450	500	182	300	85	182 x 300 x 85 mm	120
HP-300-WC	450	500	182	300	85	182 x 300 x 85 mm	120

Alternativen:  
Plaque chauffante HP-200-AR analogique / Cole-Parmer Instrument  
Plaque chauffante HP-200D-S / Cole-Parmer Instrument