

# Additifs de lavage neodisher<sup>®</sup> EM

Additifs pour émulsionner ou disperser ainsi que pour réduire la formation de mousse dans les lave-vaisselle domestiques. neodisher<sup>®</sup> EM, en combinaison avec des détergents alcalins ou acides, permet d'émulsionner ou de disperser des souillures non dissoutes. On obtient d'excellents résultats sur les matières solides, les paraffines, les huiles et graisses dans des solutions aqueuses. neodisher<sup>®</sup> EM a, en plus, un effet antimousse. neodisher<sup>®</sup> EM convient pour le verre, l'acier et l'aluminium et peut être utilisé; avec tous niveaux de dureté; de l'eau.

Capacité l	Type d'emballage	Plage d'utilisation recommandée	UC	Référence
5	Bidon	Nettoyage en machine, nettoyage d'instruments	1	9.192 450