

Concentrateur sous vide, Concentrator plus™, avec pompe à vide

-Avec séparateur de condensat, qui purifie l'air évacué jusqu'à 85 % et protège ainsi des odeurs sagrables

Livraison : concentrateur sous vide, pompe à vide, membrane

Dimensions (LxPxH): 330 x 580 x 290 mm
Poids: 31,5 kg
Puissance nominale: 350 W
Type de connecteur: UE
Alimentation électrique: 230 V, 50/60 Hz

Vitesse max.	Vitesse de rotation	Vide final mbar	Pour récipients	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm
1400	1 400	20	Tubes de 02 ... 50 ml Microplaques Plaques PCR	330	580	290

Zubehör:
Accessoires pour Concentrator plus™ / Eppendorf SE
Rotors pour Concentrator plus™ / Eppendorf SE
Plans de travail pour PCR / Eppendorf SE