

# Concentrateur sous vide, Concentrator plus™, avec pompe à vide

-Avec séparateur de condensat, qui purifie l'air vacués jusqu'à 85 % et protège ainsi des odeurs sagrésables

**Livraison** : concentrateur sous vide, pompe à vide, membrane, port pour appareils externes

Dimensions (LxPxH):	330 x 580 x 290 mm
Poids:	31,5 kg
Puissance nominale:	350 W
Type de connecteur:	UE
Alimentation électrique:	230 V, 50/60 Hz

Vitesse max. 1/min	Vitesse de rotation	Vide final mbar	Pour récipients	Largeur mm	Profondeur mm
1400	1 400 1/min	20	Tubes de 02 ... 50 ml Microplaques Plaques PCR	330	580

Zubehör:  
Accessoires pour Concentrator plus™ / Eppendorf SE  
Rotors pour Concentrator plus™ / Eppendorf SE  
Plans de travail pour PCR / Eppendorf SE

Alternativen:  
Concentrateur sous vide, Concentrator plus™, avec rotor F-45-48-11 / Eppendorf SE  
Concentrateur sous vide, Concentrator plus™, avec rotor F-45-48-11 et pompe à vide à membrane intégrée / Eppendorf SE  
Concentrateur sous vide, Concentrator plus™, avec pompe à vide à membrane intégrée / Eppendorf SE