

# Compteur de colonies CC-200, manuel

- Système de comptage par pression.
- Pression réglable individuellement.
- Confirmation sonore du comptage.
- Choix d'un fond clair ou foncé.
- Éclairage par lampe LED blanc brillant ; basse consommation.
- Calcul d'une moyenne de comptage.
- Protection antimicrobienne BioCote<sup>®</sup>.
- Connexion possible ; une imprimante ou un ordinateur.

Fourni avec deux grilles Wolffhuegel et adaptateurs de centrage pour faciliter l'utilisation avec des boîtes de Petri de 50 mm ; 90 mm de diamètre.

## **Loupe et imprimante ; commander séparément.**

Dimensions (LxPxH): 310 x 300 x 140 mm  
Poids: 1,5 kg  
Alimentation électrique: 120 ... 230 V, 50/60 Hz  
Garantie: 3 ans

Type	Ø mini. boîtes de Petri mm	Ø max. boîtes de Petri mm	Ø boîtes de Petri	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Type d'énergie auxiliaire
CC-200	50	90	50 ... 90 mm	310	300	140	Raccordement

Zubehör:  
Accessoires pour compteur de colonies CC-200 / Cole-Parmer Instrument  
Imprimante pour appareil de mesure du point de fusion MP-400D / compteur de colonies CC-200 / Cole-Parmer Instrument