

Groupe de pompage "chimie" VARIO^{®} select PC 3001

Dimensions (LxPxH): 306 x 303 x 400 mm
Poids: 8,2 kg

Type	Débit l/min	Vide final mbar	Vide final avec lest de gaz mbar	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm
PC 3001 VARIO ^{&reg;} select	33,3	2	4	306	303	400
PC 3001 VARIO ^{&reg;} select	33,3	2	4	306	303	400
PC 3001 VARIO ^{&reg;} select	33,3	2	4	306	303	400

Zubehör:
Tuyaux à vide, PVC / Vacuubrand

Alternativen:
Groupe de pompage PC 3001 VARIO[®] select avec condensateur Peltronic[®] / Vacuubrand
Groupes de pompage "chimie" PC 101 NT / Vacuubrand