

Entonnoir filtrant, verre borosilicate

A paroi épaisse, avec bord renforcé. Avec une plaque en verre fritté résistante aux acides.

Volume nominal ml	Ø entonnoir mm	Porosité	Matériau	UC	Référence
50	35	3	Borosilicate	1	6.243 683
50	35	4	Borosilicate	1	6.242 344
75	45	3	Borosilicate	1	6.243 684
75	45	4	Borosilicate	1	6.241 724
125	60	3	Borosilicate	1	6.243 685
125	60	4	Borosilicate	1	6.237 316
500	95	3	Borosilicate	1	6.243 686

Alternativen:

Entonnoir filtrant, VitraPOR[®], en verre borosilicate 3.3 / STERION Glassfilters

Entonnoir filtrant en verre DURAN[®] / DWK Life Sciences

Creuset filtrant en verre DURAN[®] / DWK Life Sciences