

Adaptateur rodage GL, PPS/PTFE

Composé d'un corps de base en PTFE et d'un capuchon vissé noir en PPS. Passage parfait d'un composant avec rodage normalisé (p. ex. guides d'agitateur, refroidisseur) dans une bouteille ou un récipient. Le fluide est exclusivement en contact avec le PTFE. L'atout particulier : le capuchon d'accouplement peut être placé indépendamment du corps de base et l'unité peut ainsi être tachée sans problème de la bouteille. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à un montage fastidieux et compliqué lors du passage dans un autre récipient.

Rodage femelle	Filetage	UC	Référence
NS29/32	GL45	1	6.224 507
NS45/40	GL45	1	9.209 925

Alternativen:

Adaptateur rodage GL, PP/PTFE / Bohlender