

Thermomètre ASTM ACCU-SAFE, forme tige, profondeur d'immersion totale

Thermomètre de haute précision et sans mercure. Thermomètre ASTM avec remplissage écologique bleu, étalonnable. Avec échelle auxiliaire à 0 °C. Certificat d'étalonnage DAkkS ou données d'étalonnage usine disponibles sur demande.

Autres versions disponibles sur demande, en °F également.

Longueur: 300 mm
Couleur du remplissage: Bleu
Norme: ASTM S120C

Température min. °C	Température max. °C	Température	Pas °C	Ø max. mm	Forme Thermomètre	UC	Référence
38,6	41,4	38,6 ... 41,4 °C	0,05	8	Forme de barre	1	9.236 881

Alternativen:

Thermomètre ASTM ACCU-SAFE, forme tige / Ludwig Schneider

Thermomètre ASTM ACCU-SAFE, forme tige, profondeur d'immersion totale / Ludwig Schneider