

# Thermomètre de précision ACCU-SAFE, similaire à ASTM,

Capillaire rond, revêtement blanc, Ø 6-8 mm, étalonné, remplissage bleu organique. Avec échelle auxiliaire 0 °C. Longueur: 320 mm  
Couleur du remplissage: Bleu  
Capillaires: À revêtement blanc, rond  
Norme: ASTM S128C (similar)

Température min. °C	Température max. °C	Température	Pas °C	Ø max. mm	Forme Thermomètre	UC	Référence
-1,4	1,4	-1,4 ... 1,4 °C	0,05	8	Forme de barre	1	4.679 406

## Alternativen:

Thermomètre de précision ACCU-SAFE, similaire à ASTM, échelle Celsius, en forme de tige / Ludwig Schneider

Thermomètre de précision ACCU-SAFE, similaire à ASTM, échelle Celsius, en forme de tige, profondeur d'immersion totale / L