

Plaque chauffante, HP-200D-C

Avec surface en vitrocéramique. La surface est facile à nettoyer et permet une température de plaque élevée pour un chauffage plus rapide.

- Signal clignotant "Hot" pour les températures supérieures à 50 °C, indépendant du secteur
- Commande numérique par microprocesseur pour un contrôle précis de la température
- Le circuit de sécurité indépendant protège contre la surchauffe

Le revêtement BioCote[®], basé sur l'effet antibactérien de l'argent, empêche la croissance de micro-organismes et de bactéries.

Nombre de plaques chauffantes:	1
Matériau plaque chauffante:	Vitrocéramique
Indicateur:	Numérique
Utilisation:	Boutons-poussoirs/Boutons rotatifs
Type de connecteur:	UE/UK
Alimentation électrique:	230 V, 50/60 Hz

Type	Température max. °C	Puissance de chauffage W	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Dimensions (LxPxH)	Largeur de c mm
HP-200D-L-C	450	1200	320	370	120	320 x 370 x 120 mm	300
HP-200D-XL-C	375	2250	560	360	130	560 x 360 x 130 mm	500