

Rampes chauffantes d'extraction avec fonction d'agitation SHM-200-MP

- Chauffage et agitation simultanée
- Vitesses d'agitation entre 50 et 1000 tr/min
- 1 contrôle d'agitation par 3 postes d'agitation

Vitesse max.: 1000 1/min
Type de connecteur: UE/UK
Alimentation électrique: 230 V, 50/60 Hz

Type	Température max. °C	Volume Récipient ml	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Dimensions (LxPxH)
SHM-200-MP3-100	450	100	640	270	110	640 x 270 x 110 mm
SHM-200-MP3-250	450	250	640	270	110	640 x 270 x 110 mm
SHM-200-MP3-500	450	500	755	285	130	755 x 285 x 130 mm
SHM-200-MP3-1000	450	1000	755	285	130	755 x 285 x 130 mm
SHM-200-MP6-100	450	100	1210	270	110	1 210 x 270 x 110 mm
SHM-200-MP6-250	450	250	1210	270	110	1 210 x 270 x 110 mm
SHM-200-MP6-500	450	500	1450	285	130	1 450 x 285 x 130 mm
SHM-200-MP6-1000	450	1000	1450	285	130	1 450 x 285 x 130 mm