

Groupe de pompage pour la chimie PC 520 Select

-Pour le fonctionnement en parallèle de deux applications avec régulation électronique

Dimensions (LxPxH): 243 x 435 x 457 mm

Type	Débit m³/h	Vide final mbar	Vide final avec lest de gaz mbar	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Type de connecteur
PC 520 select	2	7	12	243	435	457	CEE
PC 520 select	2	7	12	243	435	457	UK
PC 520 select	2	7	12	243	435	457	CH

Zubehör:

Tuyaux à vide, PVC / Vacuubrand

Alternativen:

Groupe de pompage "chimie" VARIO® select PC 3016 NT / Vacuubrand

Groupe de pompage PC 3001 VARIO® select avec condensateur Peltronic® / Vacuubrand

Pompe à membrane pour applications en chimie, ME 1C / Vacuubrand